

SeptoWheels PX
Discos de feltro impregnado para polimento

Os discos de feltro SeptoWheels PX são impregnados com pasta abrasiva desidratada, ultrafina, à base de óxido de alumínio e são indicados para polimento de compósitos e esmalte dental. A pasta abrasiva é ativada com algumas gotas de água, proporcionando um polimento rápido e limpo. O sistema de mandril SeptoPlus Mandrel funciona por pressão, proporcionando facilidade e agilidade no uso.

Uso: Instale o disco SeptoWheels PX no SeptoPlus Mandrel. Certifique-se de que o disco esteja completamente fixado ao mandril. Enxame a haste do mandril no contra-flecha. Realize um teste para verificar a rotação efetiva do produto. Limpeifique o disco SeptoWheels PX com algumas gotas de água para ativar a pasta abrasiva. Aplique o produto em baixa rotação, exercendo pouca pressão, com traques inintermitentes.

Advertências, precauções e restrições: Use profissional. Os discos são de uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada.SeptoWheels PX deve ser usado em rotações entre 4.000 e 10.000 rpm. O uso do mandril ou discos em conjunto com produtos similares é de inteira responsabilidade do usuário. Recomendamos que a utilização do produto seja sempre acompanhada do isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deslocados ou aspirados acidentalmente. Quando existir comorvada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (aerossóis e pacotes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. A utilização de uma barreira dentária e altamente recomendada para proteger contra a potencial ingestão de material dentário ou outro dentário. Os dispositivos rotativos devem ser manuseados com cuidado e controle para evitar ferimentos no paciente. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode resultar em lesões locais.O uso de técnicas de sucção aplicadas durante o procedimento ajuda a limitar o problema de descarga de partículas durante o uso de instrumentação rotatória. Qualquer incidente grave relacionado ao uso de instrumentos, consulte imediatamente o representante ou o competente do Estado-Membro em que os utilizadores são doentes estão estabelecidos.

Estabilização Mandril Limpeza: Realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase) e com água de pH puro entre 6,5 – 7,5. Preparar a solução diluindo conforme orientações do fabricante. A água deve ser potável. Para maior eficácia, recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 55°C.Submergir os produtos e deixar em contato por 5 minutos com a solução. Retirar as peças e enxaguar com água corrente por no mínimo 10 segundos.Secar as peças com papel absorvente ou lenço descartável.

Estabilização: O mandril deve ser estabilizado em autoclave (126°C, 16 min) após cada paciente.**Limites de processamento:** O processamento repetido deve atingir mínimo no mandril devido à sua composição. Este é um dispositivo de uso múltiplo. O fabricante garante até 50 reutilizações. **Inspeção:** Inspeccione cuidadosamente o mandril para garantir que todos os dentes tenham sido removidos. Observe danos / quebra do produto que impedam o funcionamento adequado e não utilize nesses casos.

Composição: Discos: Óxido de alumínio e feltro de lá sintético. Sistema de fixação: Cloreto de polivinila. Mandril: Metal com revestimento em níquel. Adesivo: Adesivo acrílico estrutural.

Armazenamento: Armazenar até 30 °C (86 °F), em local seco e ao abrigo da luz solar.

Condição ao contrólo-qual: O SeptoPlus Mandrel é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797:2017.

Tamanho: 0,9,5mm

Apresentação: 0101010006 - SeptoWheels PX - 12 unidades + 1 mandril

SeptoWheels PX
Волокнистый диск с пропиткой для финальной полировки

Диски SeptoWheels PX сделаны из войлока, пропитанного дегидрированным абразивной пастой на основе оксида алюминия и предназначены для использования на керамических и композитных материалах. Паста активируется несколькими каплями воды и обеспечивает отличную полировку и естественный блеск. Система держатель Septo Plus Mandrel устанавливается простым нажатием на дисковод и обеспечивает гибкость при высокой скорости работы.

Указания на использование: Установите диск SeptoWheels PX на дисковод SeptoPlus Mandrel. Убедитесь, что диск полностью установлен на дисководдержатель. Установите дисководдержатель под контролем. Выполните тест моделирования использования, в целях проверки эффективного вращения продукта. Смонтируйте диск SeptoWheels PX несильными пальцами воды, чтобы активировать абразивную пасту. Примените инструмент на низкой скорости, прилагая свободное давление, делайте круговые перманентные движения.

Предупреждения, меры предосторожности и ограничения: Только для профессионального применения. Диски можно использовать только один раз. Повторное использование может привести к перекрестному загрязнению.SeptoWheels PX следует использовать при оборотах от 4 000 до 10 000 об/мин.Использование SeptoPlus Mandrel или SeptoWheels PX в сочетании с аналогичными продуктами является исключительной ответственностью пользователя. Чрезвычайно случайное проглатывание изделия, необходимо выполнить полную изоляцию полости рта.Запрещено использовать продукт в случае аллергии на любой из компонентов.Надевайте защитные очки для защиты от частиц, стоматолог и пациент.Надевайте хирургическую маску во избежание заражения частиц. Настоятельно рекомендуется использование резиновой прокладки во избежание попадания внутрь стоматологических материалов или другого мусора.Необходимо обращаться осторожно с керамическими инструментами и контролировать их, чтобы избежать травм пациента. Контакт с мягкими тканями (кожа, десны, слизистая оболочка) может привести к повреждению тканей. Использование приманочных методов отсасывания во время процедуры, может вызвать проблемы выхода частиц, при использовании протравливающих инструментов. О любых серьезных инцидентах, связанных с использованием, необходимо сообщить изготовителю и соответствующим органам власти, в которых находится пользователь инструмента и / или пациента.

Стерилизация: Дискстерилизовать: Выполните очистку с помощью воды и моющего средства, содержащего 4 фермента (амилаза, протеаза, липаза и карбогидраза), с раствором pH от 6,5 до 7,5. Подготовьте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Вода должна быть питьевой. Для большей эффективности рекомендуется, чтобы температура составляла от 40 °C до 55 °C. Погрузите продукт и оставьте в контакте с раствором на 5 минут. Извлеките детали и промойте проточной водой не менее 10 секунд. Высушите детали с помощью промокательной бумаги или одноразовых салфеток. **Стерилизация:** оправку следует стерилизовать в автоклаве (126 °C, 16 мин), после каждого пациента. **Допустимое количество стерилизации:** Повторная стерилизация практически не влияет на работоспособность вала благодаря его составу. Это устройство можно использовать повторно. Производитель гарантирует до 50 повторных использований. **Проверка:** Смонтируйте вал, чтобы убедиться, что удалены все остатки органических веществ. Проверьте наличие повреждений, при которых использование продукта не является безопасным и может вызвать повреждение тканей.

Состав: Диски: Оксид алюминия и шерстяной войлок. Система фиксации: Поливинилхлорид. держатель: Никелированный металл. Клей: Акриловый конструкционный клей.

Хранение: Хранить при температуре до 30 °C (86 °F), в сухом, защищенном от света месте.

Соединение с другим наименованием: SeptoPlus Mandrel изготовлен в соответствии со стандартом ISO 1797:2017.

Типов и размеров: 0,9,5 мм

Варианты: 0101010006 - SeptoWheels PX - 12 штук + 1 держатель

SeptoWheels PX
Impregnated disk of felt for finishing

SeptoWheels PX diskovi izradeni su od filca impregniranog dehidriranom abrazivnom pastom, na bazi iznimno finoq aluminijum oksida, a predviđeni su za poliranje kompozitnih materijala i zubne cakline. Abrazivna pasta aktivira se s pomoću nekoliko kapljica vode te osigurava izvrsno poliranje i daje prirodan sjaj. SeptoPlus Mandrel radi pod pritiskom jednostavno se i brzo postavlja te osigurava agilnost pri upotrebi.

Kako koristiti: Ugradite disk SeptoWheels PX na privrat SeptoPlus Mandrel. Pazite da disk bude potpuno pričvršćen na privrat. Umjesto mandrila u kompozitni materijal, izvršite provjeru kojim se simulira upotrebu kako biste provjerili učinkovitost vrtnje proizvoda. Namočite SeptoWheels PX disk s nekoliko kapljica vode kako biste aktivirali abrazivnu pastu. Proizvod koristite pri niskoj brzini vrtnje, primjenjujući slabiji pritisak, kružnim pokretima u nekoliko navrata.

Upozorenja, upozorenja i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije.SeptoWheels PX moraju se upotrebljavati na brzinama vrtnje između 4.000 i 10.000 o/min. Korištenje SeptoPlus Mandrel ili SeptoWheels PX-a u kombinaciji sa sličnim proizvodima isključiva je odgovornost korisnika. Kako biste izbjegli nelagodno gutanje proizvoda, nužno je u potpunoj izolaciji operativno polje. U slučaju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju dokazane alergije na neku od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom) može izazvati oštećenja tkiva, jer je potrebno primijenjen tehniku usisavanja koje se koriste za vrijeme postupka pomoću upotrebe instrumentacije. Kada se koristi za vrijeme postupka, uvijek nosite zaštitne naočale. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju alergije na bilo koju od komponenti. Nemojte upotrebljavati proizvod.Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatolozi i pacijenti).Nosite kiruršku masku kako biste izbjegli udaranje čestica. Pripremite se upotrebi gumenog pregrade kako bi se izbjegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka.S nadržavaju uređajima mora se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do odjeke pacijenta.Kontakt s mekim tkivima (kožom, gingivom, sluznicom